



Be Right™



Anwendungs-Software enzymatische Lebensmittelanalysen

Artikel-Nr.:	LZV943
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Die LZV937 Anwendungs-Software ist eine Zusammenstellung von enzymatischen Tests,

deren Hersteller die R-Biopharm AG in Darmstadt ist. Die Durchführung ist mit dem DR6000 Spektralphotometer und dem LZV902.99.00001 Karussell-Einsatz möglich. Die Methoden können für individuelle Einstellungen geändert werden.

Die Methoden können sofort angewendet werden.

Die Methoden können bequem über einen USB-Stick hochgeladen werden.

Behalten Sie die Kontrolle über zeitabhängige Mehrfachmessungen.

Mithilfe einer Timerfunktion wird auf den nächsten Schritt hingewiesen und die Auswertung mehrerer Proben automatisch gestartet.

Sie erhalten das Endergebnis gleich nach der Analyse.

Das Photometer führt die komplexe Berechnung der Ergebnisse für Sie durch.

Erforderliches Zubehör

- Karussell-Halter, 7 x 1 cm (Item LZV902.99.00002)