



Rechteckküvette, 50 x10 mm, 7 mL, Glas

Artikel-Nr.:

LZP269

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Zubehör für Spektralphotometer/spektrale Messungen von Flüssigkeiten, im sichtbaren Spektrum.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	45 mm x 12.5 mm x 52.5 mm
Material:	Glas
Optische Weglänge:	50 mm rechteckig
Volumen / Packungsgröße:	1 St. 7 mL, halb-mikro