



Be Right™



## POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - DO System

Artikel-Nr.:

5870003

Gefahrstoffe

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Portables Colorimeter für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff, HRDO Methode. Im Tragekoffer, komplett mit Test-Reagenzien, Küvetten und Bedienungsanleitung.

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Anzahl Bestimmungen:	25
Anzeige:	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Detektor:	Silikon-Detektor
Gehäuse-Schutzklasse:	IP67
Gewährleistung:	2 Jahre
Gewicht:	0,23 kg
Kleinste Schrittweite:	0.1
Konformität:	CE
Küvetten-Kompatibilität:	1 Zoll Rund- / 1 cm Rechteckküvette (mit Adapter)
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Messbereich:	0.2 - 10.0 mg/L O <sub>2</sub>
Methode:	HRDO
Parameter:	Gelöster Sauerstoff (DO)
Wellenlänge:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Wellenlängen-Genauigkeit:	Feste Wellenlänge ± 2 nm (abhängig vom Geräte-Modell)