



Be Right™



POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit für Mangan-Analytik (HR)

Artikel-Nr.: 5870015

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Klein in der Größe, groß in Zuverlässigkeit und Präzision

Portables Colorimeter für die Bestimmung von Mangan, 0,20-20,0 mg/L Mn, Periodatoxidation Methode. Im Tragekoffer, komplett mit Test-Reagenzien, Küvetten und Bedienungsanleitung.

Einfach: Alle Funktionen mit nur 4 Tasten abrufbar

Kräftig: Batteriebetrieb für bis zu 2000 Messungen

Klare Anzeige: Selbst unter schwierigen Bedingungen, dank Beleuchtung und großer Zahlen auf dem Display

Zuverlässige Ergebnisse auch ohne Netzanschluss

Robuste Konstruktion trotz Leichtgewicht

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Anzahl Bestimmungen:	100
Anzeige:	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Detektor:	Silikon-Detektor
Gehäuse-Schutzklasse:	IP67 (gilt nicht für das Batteriefach)
Gewährleistung:	2 Jahre
Gewicht:	0,23 kg
Kleinste Schrittweite:	0.1
Koffertyp:	D
Konformität:	CE
Küvetten-Kompatibilität:	1 Zoll Rund- / 1 cm Rechteckküvette (mit Adapter)
Messbereich:	0.2 - 20.0 mg/L Mn
Methode:	Periodatoxidation
Methode (Nummer):	8034
Parameter:	Mangan
Wellenlänge:	Fixed wavelength \pm 2 nm varies with model
Wellenlängen-Genauigkeit:	Feste Wellenlänge \pm 2 nm (abhängig vom Geräte-Modell)