



Be Right™



## Chemkey Tests für freies Chlor (300 Stück)

Artikel-Nr.:	8499300
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung von freiem Chlor, Messbereich: 0,04 - 4,00 mg/L Cl<sub>2</sub>. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.  
12 Packungen mit je 25 Stück (für insgesamt 300 Bestimmungen).

---

### Technische Daten

Messbereich:	0,04 - 4,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Methode (Nummer):	10260
Parameter:	Freies Chlor
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	300 Stück