



Sension+ Redox-Elektrode mit Flüssig-Elektrolyt, nachfüllbar

Artikel-Nr.: LZW5057.97.0002

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

ORP/Redox-Elektrode mit Flüssig-Elektrolyt, Platin-Draht und Glas-Gehäuse. Messbereich ± 2000 mV, 0-80 °C. Für Labor-Messgeräte.

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 130 mm (ohne Griff)
Diaphragma:	Keramikstift
Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Elektroden-Typ:	Labor
Elektrolytlösung:	LZW9500.99 (3 M KCl, nachfüllbar)
Genauigkeit:	1 mV mit pH3 Messgerät
Gewährleistung:	12 Monate
Kabellänge:	1 m
Länge:	130 mm (ohne Griff)
Material:	Glas
Messbereich:	± 2000 mV
Parameter:	ORP
Sensortyp:	Platin
Spezifikationen:	ORP/Redox
	Nachfüllbar
Temperaturbereich:	0 - 80 °C
Thermistor:	-
Typ:	Lab