



9655 Fluorid ISE Elektrode, 1 m Kabel, BNC-Anschluss

Artikel-Nr.: LZW9655.97.0002

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Ionenselektive Elektrode für die Bestimmung von Fluorid (F^-). Messbereich 0,02 bis 20.000 mg/L F^- , 5-50 °C. Festes Kabel, 1 m.

Requires virtually no maintenance

The solid-state sensor design allows for DRY storage of the ISE without a shelf life or membrane replacement.

Provides fast, stable, and accurate response in a variety of sample types

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Diaphragma:	-
Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Elektroden-Typ:	Laboratory Half-Cell ISE
Elektrolytlösung:	-
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Enthält: Sension+ 9655 Fluorid ISE (Halbzelle) und grundlegendes Benutzerhandbuch.
ISA erforderlich:	258999
Kabellänge:	1 m
Länge:	120 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Messbereich:	0,02 bis 20000 mg/L F^-
Parameter:	Fluorid
Sensortyp:	Solid-state crystal membrane
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Temperaturbereich:	5 - 50 °C
Thermistor:	-
Typ:	Lab ISE, reference needed

Inhalt

Enthält: Sension+ 9655 Fluorid ISE (Halbzelle) und grundlegendes Benutzerhandbuch.

Erforderliches Zubehör

- Ionenstärkeregler Fluorid ISE (TISAB), 100 Pulverkissen (Item 258999)
- Sension+ Elektrolyt-Lösung 0,1 M für ISE Elektroden, 125 mL (Item LZW9901.99)