



Sension+ Nitrat ISE Elektrode, 1 m Kabel, BNC-Anschluss

Artikel-Nr.: LZW9662.97.0002
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Ionenselektive Elektrode für die Bestimmung von Nitrat (NO_3^-). Messbereich 0,4-62.000 mg/L NO_3^- , 5-40 °C. Festes Kabel, 1 m.

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Diaphragma:	-
Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Elektroden-Typ:	Laboratory Half-Cell ISE
Elektrolytlösung:	-
Gewährleistung:	6 Monate
ISA erforderlich:	2984799
Kabellänge:	1 m
Länge:	120 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Messbereich:	0,4 bis 62000 mg/L NO_3^-
Parameter:	Nitrat
Sensortyp:	Solid-state PVC membrane
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Temperaturbereich:	0 - 50 °C
Thermistor:	-
Typ:	Lab ISE, reference needed

Erforderliches Zubehör

- Pulverkissen mit Nitrat-Ionenstärke-Regler – 100 Stück (Item 2984799)
- Sension+ Elektrolyt-Lösung 0,1 M für ISE Elektroden, 125 mL (Item LZW9901.99)