



Sension+ Fluorid-Analyse Kit

Artikel-Nr.:

LZW9655AP.97.02 **Gefahrstoffe**

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Set enthält: 9655C ISE Elektrode für Fluorid (LZW9655C.97.002), Fluorid-Standard, 0,5 mg/L (40505), Fluorid-Standard, 1,0 mg/L (29149), Fluorid-Standard, 2,0 mg/L (40520), Fluorid-ISA-Pulverkissen (258999)

Quasi wartungsfrei

Das Festkörper-Design des Sensors ermöglicht die TROCKENE Lagerung der ISE ohne Verfallsdatum oder Membranaustausch.

Bietet bei vielen Arten von Proben eine schnelle, stabile und genaue Reaktion

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Das Kit enthält: Sension+ 9655C Kombi-Fluorid-ISE (Nr. LZW9655C.97.002), drei Hach Fluorid-Standardlösungen (0,5 mg/L (500 mL, Nr. 40505), 1,0 mg/L (500 mL, Nr. 29149) und 2,0 mg/L (500 mL, Nr. 40520)), Hach Fluorid-Ionenstärke-Einsteller (ISA) Pulverkissen (Packung mit 100 Stück, Nr. 258999) und ISE Basic User Manual.
Kabellänge:	1 m
Länge:	120 mm
Parameter:	Fluorid
Temperaturbereich:	18384
Typ:	Lab ISE analysis package

Inhalt

Das Kit enthält: Sension+ 9655C Kombi-Fluorid-ISE (Nr. LZW9655C.97.002), drei Hach Fluorid-Standardlösungen (0,5 mg/L (500 mL, Nr. 40505), 1,0 mg/L (500 mL, Nr. 29149) und 2,0 mg/L (500 mL, Nr. 40520)), Hach Fluorid-Ionenstärke-Einsteller (ISA) Pulverkissen (Packung mit 100 Stück, Nr. 258999) und ISE Basic User Manual.

Erforderliches Zubehör

- Ionenstärkeregler Fluorid ISE (TISAB), 100 Pulverkissen (Item 258999)