



Be Right™



## Leitfähigkeitszelle 5388 mit PT1000, $k = 0,6$ , 80 °C, MP-5, Pg 13,5

Artikel-Nr.: LZU5388.97.0002  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Leitfähigkeitszelle 5388 + PT1000 ATC, Titan,  $k = 0,6$ , 10 - 80.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 0 - 80 °C. MP-5-Anschluss, Pg 13,5 Gewinde.

---

### Technische Daten

Durchmesser:	12 mm
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Enthält: Sensor mit Kabel und Handbuch
Kabelverbindung:	MP-5
Länge:	110 mm
Material:	Messzelle: Titan
Messbereich:	10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 80 mS/cm
Temperatur-Kompensation:	0 - 80 °C
Temperaturbereich:	PT1000

---

### Inhalt

Enthält: Sensor mit Kabel und Handbuch