



Molybdenum Reagent Set, 20 mL, LR Molybdän Reagenziensatz, 0,02-3,00 mg/L Mo

Artikel-Nr.:

2449400

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für die Bestimmung von Molybdän, ternärer Komplex Methode. Für 20 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Mo
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, DR/820
Methode:	Ternärer Komplex
Methode (Nummer):	8169
Parameter:	Molybdän, Molybdat
Probenvolumen:	20 mL