



Be Right™



## Reagenz-Pulverkissen, Molybdän 1, 50 mL, 100 St.

Artikel-Nr.: 2352769

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Molybdän, 0,02-3,00 mg/L Mo. 50 mL Probe.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Ternärer Komplex
Parameter:	Molybdän, Molybdat
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.