



Be Right™



Barium Reagenz Pulverkissen, 2-100 mg/L Ba

Artikel-Nr.:

1206499

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Barium mit der Trübungsmethode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	2 - 100 mg/L Ba
Messgerät:	Alle außer PC II
Methode:	Trübungsmessung
Methode (Nummer):	8014
Parameter:	Barium
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.