



PAN Indikator-Lösung, 0,1 % (500 ml)

Artikel-Nr.:

2122449

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



0,1 % Colorimetrisches Reagenz für die Bestimmung von Mangan in niedrigen Konzentrationen.

For determination of low level manganese by the PAN method. Hach method 8149. Range: 0.006 to 0.700 mg/L Mn. 500 mL Bottle.

Technische Daten

Methode:	PAN
Parameter:	Mangan
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL ml