



Be Right™



Porphyrin 2 Reagenz Pulverkissen, 25 mL Probe, 100 St.

Artikel-Nr.:

2187569

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer nach der Porphyrin-Methode, 2 - 210 µg/L Cu. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

Methode:	Porphyrin
Parameter:	Kupfer
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.