



Reagent set, copper, porphyrin, 25 mL

Artikel-Nr.: 2242700
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer mit der Porphyrin-Methode. Für 25 ml Probe.

For determination of copper by the Porphyrin Method. Hach Method 8143. Range: 2 - 210 µg/L Sample Size: 25 mL. Reagent Set includes: Copper Masking Reagent Powder Pillows, Porphyrin 1 and 2 Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	2 – 210 µg/L
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Porphyrin
Methode (Nummer):	8143
Plattform:	Pulverkissen