



Be Right™



## Nickel Reagent Set, Heptoxime Method Nickel Reagenziensatz, 0,02-1,80 mg/L Ni

Artikel-Nr.: 2243500  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Nickel, Methode: Chloroform-Extraktion mit Heptoxim-Indikator.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 1,80 mg/L Ni
Messgerät:	Alle außer DR/800, PC II
Methode:	Heptoxim
Methode (Nummer):	8037
Parameter:	Nickel