



Silber Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,02-0,700 mg/L Ag

Artikel-Nr.: 2296600

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die colorimetrische Silber-Methode mit Cadion 2B Indikator. Für 50 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Messbereich:	0,02 - 0,70 mg/L Ag
Messgerät:	Alle außer DR/800, PC II
Methode:	Colorimetrisch
Methode (Nummer):	8120
Parameter:	Silber
Plattform:	Pulverkissen