



Be Right™



## Blei Reagenziensatz, 5-150 µg/L Pb

Artikel-Nr.: 2375000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Säurelösliches Blei in Trinkwasser wird mit einem Säulenextraktor aufkonzentriert. Anschließend wird das Blei eluiert und colorimetrisch mit einem Indikator bestimmt.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	20
Messbereich:	5 - 150 µg/L Pb
Messgerät:	Alle außer DR/800
Methode:	LeadTrak
Methode (Nummer):	8317
Parameter:	Blei
Shipping Method:	Lead Reagent set