



Be Right™



ECR Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 2380268

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Aluminium mit der Eriochrom-Cyanin-Methode. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 25 |
| Method Number 1 Chemistry: | 8326 |
| Methode: | Eriochrome Cyanine R |
| Methode (Nummer): | 8326 |
| Parameter: | Aluminium |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 25 St. |