



Aluminum Reagenziensatz, 0,002-0,250 mg/L Al

Artikel-Nr.:

2603700

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Aluminium nach der Eriochrom Cyanin R (ECR) Methode. Für 10 mL Probe, 100 Tests.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,002 - 0,250 mg/L Al
Messgerät:	DR6000, DR3900, DR1900
Methode:	Eriochrom Cyanin R
Methode (Nummer):	8326
Parameter:	Aluminum