



Be Right™



Quecksilber Reagenziensatz, 0,1-2,5 µg/L Hg

Artikel-Nr.: 2658300
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Quecksilber mit der Kaltdampf-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,1 - 2,5 µg/L Hg
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, DR/800, PC II
Methode:	Kaltdampf Konzentration
Methode (Nummer):	10065
Parameter:	Quecksilber
Plattform:	Reagenzien-Set