



Mangan Reagenziensatz, 0,006-0,700 mg/l Mn

Artikel-Nr.:

2243300

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Mangan nach der PAN-Methode. Für 25 ml Probe.

For determination of Manganese by the PAN Method. Hach Method 8149. Range: 0.006 - 0.700 mg/l Mn. Sample Size: 25 mL. Reagent Set includes: Ascorbic Acid Powder Pillows, Alkaline-Cyanide Reagent and PAN Indicator Solution (0.1%) for 100 tests.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	PAN
Methode (Nummer):	8149
Parameter:	Mangan
Probenvolumen:	25 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Manganese Reagent set, 25ml