



Be Right™



QAC Reagenz 1 Pulverkissen für 25 mL Probe, 0,2 - 5,0 mg/L CTAB, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2401066

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung quaternärer Ammonium-Verbindungen (QAC).

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Methode:	Direct Binary Complex
Methode (Nummer):	8336
Parameter:	Quaternary Ammonium Compounds
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 St.