



Be Right™



Titrationkartusche (Digital Titrator), Silbernitrat, 0,2256 N, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1439601
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung für die Chlorid-Bestimmung (Silbernitrat-Methode), 10 - 10000 mg/L Cl⁻.

Ungefähr 40-100 Bestimmungen.

Genaue Ergebnisse wann und wo sie benötigt werden

Schnell und flexibel

Vielseitig einsetzbar

Kostengünstig

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	10 - 100 mg/L Cl ⁻
Methode:	Silbernitrat
Methode (Nummer):	8207
Parameter:	Chlorid
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.2256 N AgNO ₃