



Be Right™



Freies Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD (50 St.)

Artikel-Nr.:

2197846

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für visuelle Chlor Test-Kits bis zu 3,5 mg/L Cl₂. Für 5 mL Probe.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 50 |
| Lagerbedingungen: | 10 - 25 °C |
| Methode: | DPD |
| Parameter: | Chlor, freies |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Probevolumen: | 5 mL |