



Be Right™



Freies Chlor Reagenz, Accuvac, DPD

Artikel-Nr.:
CHF Preis:
Verfügbar

2502025
Kontakt

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von freiem Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8021
Methode (Nummer) :	10126
Parameter:	Chlor, freies
	Chlordioxid
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk