



Be Right™



Härte Reagenziensatz, Calmagit Colorimetrisch

Artikel-Nr.: 2319900
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Härte-Bestimmung, 0,05-4,00 mg/L Ca als CaCO₃ / 0,05-4,00 mg/L MgCO₃.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0.05 - 4.00 mg/L CaCO ₃
Messbereich (2):	0.05 - 4.00 mg/L Mg as MgCO ₃
Messgerät:	Alle außer PC II
Methode:	Calmagit Colorimetrisch
Methode (Nummer):	8030
Parameter:	Wasserhärte, Ca und Mg
Plattform:	Lösung
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Reagent set