



Be Right™



Säurereagenz Pulverkissen (100 St.)

Artikel-Nr.: 104299
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von hohen Kieselsäure-Konzentrationen, Silicomolybdat-Methode.

Auch einsetzbar für die Bestimmung von hohen Hypochlorit-Konzentrationen, iodometrische Methode.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 100 |
| Methode: | Silicomolybdate |
| Methode (Nummer): | 8185 |
| Parameter: | Silica |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 St. |