



Kieselsäure Reagenziensatz, 1-100 mg/L SiO₂

Artikel-Nr.:

2244300

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kieselsäure, Silicomolybdat-Methode.

Für 25 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	1 - 100 mg/L SiO ₂
Messgerät:	DR/3000, DR/2000, DR/800
Methode:	Silicomolybdate
Methode (Nummer):	8185
Parameter:	Silica
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	25 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	HR, 25 mL