



Phenolrot Indikatorlösung, 50 mL,
6,5-8,5 pH, ca. 50 Tests

Artikel-Nr.: 2657512
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Standardisiert für colorimetrische pH-Bestimmungen. Farbbereich: pH 6,5-8,5.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50 mL
Messbereich:	6,5 - 8,5
Methode:	Colorimetrische Phenol-Rot-Methode
Parameter:	pH
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	50 mL