



HydraVer2 Hydrazin Reagenzlösung, 4 - 600 µg/L, 100 mL

Artikel-Nr.:

179032

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Hydrazin, p-Dimethylaminobenzaldehyd Methode. Für 10 mL Probe. 100 mL Flasche.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	HydraVer 2 Hydrazin Reagenz
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Messgerät:	Alle außer DR900, PC II
Methode:	p-Dimethylaminobenzaldehyd
Methode (Nummer):	8141
Parameter:	Hydrazin
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	100 mL