



Be Right™



CSB TNT, 0-40 mg/L O₂

Artikel-Nr.: 2415851
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 , 1 Küvette für Blindwert-Bestimmung erforderlich
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	Chemischer Sauerstoffbedarf
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Messbereich:	0,7 - 40 mg/L O ₂
Messgerät:	DR 900
Methode:	Dichromat
Methode (Nummer):	8000
Parameter:	CSB
Plattform:	Test 'N Tube