



Be Right™



Gelöster Sauerstoff, Reagenz, Accuvac, 6-800 µg/L O₂

Artikel-Nr.:

2501025

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff nach der Carmin-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	6 - 800 µg/L O ₂
Messgerät:	Alle außer DR/820, PC II
Methode:	Indigo Carmin
Methode (Nummer):	8316
Parameter:	Sauerstoff, gelöst
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk