



## TOC (Austreibmethode) TNT, 0,3-20,0 mg/L C

Artikel-Nr.:

2760345

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

---

### Technische Daten

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Bestimmungen:     | 25 - 50                                                                                                                      |
| Aufschluss erforderlich: | Ja                                                                                                                           |
| Bemerkungen:             | 16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter. |
| Messbereich:             | 0,3 - 20,0 mg/L C                                                                                                            |
| Messgerät:               | DR 900                                                                                                                       |
| Methode:                 | Direkt (Austreibmethode)                                                                                                     |
| Methode (Nummer):        | 10129                                                                                                                        |
| Parameter:               | TOC                                                                                                                          |
| Plattform:               | Test 'N Tube                                                                                                                 |