



Be Right™



## Quecksilberthiocyanatlösung (200 mL)

Artikel-Nr.:

2212129

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



### Reagenzien

Für die colorimetrische Chlorid-Bestimmung nach der Quecksilberthiocyanat-Methode. Messbereich 0,1 - 25,0 mg/L Cl.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Quecksilberthiocyanat
Methode (Nummer):	8113
Parameter:	Chloride
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	200 mL