



Sulfat Reagenz, Accuvac, 2-70 mg/L SO₄

Artikel-Nr.: 2509025

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2106769

Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Sulfat.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	Ja
Messbereich:	2 - 70 mg/L SO ₄
Methode:	SulfaVer 4
Methode (Nummer):	8051
Parameter:	Sulfat
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk