



**Be Right™**



## Natriumchlorid Standard-Lösung, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST)

Artikel-Nr.: 210553  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

1000 mg/L NaCl. Für Leitfähigkeit-Elektroden.

Ebenfalls geeignet für die Einstellung von Leitfähigkeit-Apparaturen,  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ( $\mu\text{mhos}/\text{cm}$ ).

---

### Technische Daten

Konzentration:	1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Parameter:	Leitfähigkeit
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1 L