



Multiparameter Qualitätskontroll-Standard (500 mL)

Artikel-Nr.: 2833249

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Multiparameter Standard (Abwasserlösung) zur Analytischen Qualitätssicherung. Für die Parameter Ammonium, Nitrat, Phosphat, CSB, Sulfat und TOC.

The standard solution contains the following concentrations:

Ammonia 2.0 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ / 2.1 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

Nitrate 4.0 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

Phosphate 2.0 mg/L PO_4

COD 25 mg/L O_2

Sulphate 50 mg/L SO_4

TOC 8 mg/L C

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Abwasser-Standard zur Qualitätskontrolle
Konzentration:	CSB 25 mg/L O_2
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Plattform:	Lösung