



Be Right™



Chlor-Standardlösung, 50 - 75 mg/L Cl₂, 20 Stück - 2 mL PourRite-Ampullen

Artikel-Nr.: 1426820
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Zur Überprüfung der Genauigkeit von Chlor-Bestimmungen. Packung mit 20 x 2 mL Ampullen. Chargenspezifische Konzentration siehe Etikett.

Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

Technische Daten

Konzentration: 50 mg/L bis 75 mg/L Cl₂
Plattform: Lösung