



Be Right™



## SpecCheck Gel-Sekundärstandard-Set, Chlor, 0 - 8,0 mg/L Cl<sub>2</sub>

Artikel-Nr.: 2893300

CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Stabile, gebrauchsfertige Gel-Standards für die Photometer-Überprüfung im Labor und vor Ort.

---

### Technische Daten

Konzentration:	0 - 8,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Methode:	DPD
Parameter:	Chlor, hoher Messbereich
Volumen / Packungsgröße:	Satz mit 4 Küvetten