



Be Right™



Ionenstärkereglers Fluorid ISE (TISAB), 100 Pulverkissen

Artikel-Nr.:

258999

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für die Bestimmung von Fluorid mittels Elektrode. Für 25 mL Probe. Eliminiert Aluminium- und Eisen-Interferenzen. Ideal für sehr geringe Fluorid-Konzentrationen.

Technische Daten

EPA konform:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Powder Pillows
Konzentration:	ISA
Messbereich:	0,01 mg/L bis gesättigt
Parameter:	Fluorid
Volumen / Packungsgröße:	100 /pk