



Be Right™



Reagenz Pulverkissen, NitriVer 3, Nitrit, 25 mL, 1000 St.

Artikel-Nr.:

1406528

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Nitrit-Stickstoff. 25 mL Probe, 1000 St.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Anzahl Bestimmungen: | 1000 |
| Beschreibung: | NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, 25 mL |
| Messbereich: | 0,02 - 0,300 mg/L NO ₂ -N |
| Messgerät: | DR/2000, DR/3000 |
| Methode: | Diazotizatzierung |
| Methode (Nummer): | 8507 |
| Parameter: | Nitrit |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 1000 St. |