



Nitrogen-ammonia set, salicylate, 25 mL

Artikel-Nr.:

2243700

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (Salicylat-Methode).

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Messgerät:	DR/4000, DR/3000, DR/2000
Methode:	Salicylat
Methode (Nummer):	8155
Parameter:	Ammonium
Plattform:	Pulverkissen
Probevolumen:	25 mL