



Be Right™



## NitriVer 2-Nitritreagenz PP, 5 mL, 100 Stück

Artikel-Nr.:

181369

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz, versiegelt verpackt, zur Bestimmung von Nitrit im hohen Messbereich (bis zu 250 mg/L NO<sub>2</sub>).

Zur Bestimmung von Nitrit im hohen Messbereich mittels Eisensulfat-Verfahren. Probengröße: 5 mL. 100 Stück Pulverkissen.

---

### Technische Daten

Methode:

Eisensulfat

Plattform:

Pulverkissen

Volumen / Packungsgröße:

100 St.