



Nitrat Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,01-0,50 mg/L NO₃-N

Artikel-Nr.: 2429800
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Nitrat-Stickstoff nach der Cadmium-Reduktions-Methode. 10 mL Probe, 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	Set enthält: NitraVer 6 Pulverkissen (2107249), NitraVer 3 Pulverkissen (2107169)
Messbereich:	0,01 - 0,50 mg/L NO ₃ -N
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2010, DR/2000, PC II
Methode:	Cadmium-Reduktion
Methode (Nummer):	8192
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Pulverkissen
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Nitrate Reagent set, Powder Pillows