



Be Right™



NitriVer 3 Nitritreagenz-Pulverkissen, 5 mL, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1407899

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Nitrit-Bestimmung mittels NitriVer 3 Diazotierungsverfahren. Probengröße: 5 mL. Zur Verwendung mit den visuellen Test-Kits von Hach. Messbereich: bis zu 0,5 mg/L NO₂-N.

Technische Daten

Methode: Diazotierung

Plattform: Pulverkissen