



Phosphonate Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,02-125 mg/L PO₄

Artikel-Nr.:

2429700

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Phosphonat-Verbindungen nach der UV-Persulfat Oxidationsmethode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Bemerkungen:	Satz enthält: Kaliumpersulfat Pulverkissen (2084769), PhosVer 3 Pulverkissen (2106069)
Beschreibung:	Phosphonat Reagenziensatz
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Messbereich (2):	1,0 - 125 mg/L PO ₄
Messgerät:	Alle außer DR 900
Methode:	Persulfat UV-Oxidation
Methode (Nummer):	8007
Parameter:	Phosphonate
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	10 mL