



Be Right™



## Molybdovanadat Reagenz-Lösung (500 mL)

Artikel-Nr.:

2076049

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Ortho-Phosphat, 0,3-45,0 mg/L PO<sub>4</sub>

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	250
Messbereich:	0,3 - 45,0 mg/L PO <sub>4</sub>
Messgerät:	Alle außer DR/850, DR/820, PC II
Methode:	Molybdovanadat
Methode (Nummer):	8114
Parameter:	Phosphat
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL