



Be Right™



Phosphat Reagenz Pulverkissen 0,02-2,50 mg/L PO₄

Artikel-Nr.:

212528

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Ortho-Phosphat. Für 25 mL Probe; 1000 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Ascorbinsäure
Methode (Nummer):	8048
Parameter:	Phosphat, ortho
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	1000 St.